

RadixSoil



**Il bio fungicida a base
di Trichoderma per
la lotta contro le malattie
delle radici e del colletto**



RADIX SOIL è un prodotto a base di due isolati di *Trichoderma gamsii* e *T.asperellum* particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti dell'apparato radicale e del colletto quali: *Rhizoctonia solani*, *Pythium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Verticillium dahliae*, *Thielaviopsis basicola*, *Sclerotium rolfsii*, *Phytophthora spp.*, *Armillaria mellea*. I due ceppi di *Trichoderma* contenuti in **RADIX SOIL** forniscono migliore adattabilità alle condizioni ambientali e offrono maggiore garanzia di efficacia. Il prodotto deve essere pregerminato in acqua a temperatura ambiente alcune ore prima dell'impiego.

COLTURA	QUANDO	DOSE
Floricole e ornamentali (vivaio)	Pre-semina/trapianto; ripetere alla semina/trapianto	250 g/m ³
Floricole e ornamentali (serra o pieno campo)	Pre-semina/trapianto; ripetere alla semina/trapianto	2,5 kg/ha
Colture orticole (vivaio)	Pre-semina/trapianto; ripetere alla semina/trapianto	250 g/m ³
Colture orticole (vivaio)	Immersione dei vassoi di semina in sospensione	10g/l
Colture orticole (serra o pieno campo)	Pre-semina/trapianto; ripetere alla semina/trapianto	2,5 kg/ha
Colture arboree da frutto, ornamentali e forestali contro Armillaria	In pre-trapianto nella buca e ripetere al trapianto	2,5 kg/ha
Colture arboree da frutto, ornamentali e forestali contro Armillaria	Ripetere ogni anno a inizio primavera e fine estate localizzando in prossimità dell'apparato radicale	2,5 kg/ha

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



Leggere sempre l'etichetta autorizzata e le informazioni del prodotto prima dell'uso. Seguire le precauzioni di sicurezza riportate sull'etichetta.



Registrazione n° 13593 del 12/02/2007



Tipo di formulazione
Polvere bagnabile



Temperatura di conservazione
Fra 4°C e 30°C



Contiene
3 x 10⁷ CFU/g
Trichoderma asperellum ceppo ICC012 pari a 2% w/w
Trichoderma gamsii ICC 080 pari a 2% w/w

